

BAREME

L'évaluation est réalisée en fin de PFMP, conjointement par le tuteur et le formateur et porte sur l'ensemble de celle-ci. Elle est réalisée en trois temps :

- 1^{er} temps : évaluation orale du candidat par le tuteur et le professeur.
Les questions de savoirs associés conduisent le candidat à analyser ses activités.
- 2^{ème} temps : en l'absence du candidat, dans la colonne appréciation, le tuteur et le professeur évaluent chaque critère sans s'appuyer sur le barème afin de réduire son influence sur l'appréciation,
- 3^{ème} temps : l'appréciation est ensuite transformée en proposition de note de PFMP à l'aide du barème.

Rappel : La proposition de note est confidentielle et ne doit pas être communiquée au candidat avant le jury d'examen.

	Barème
Poste de travail C 411 Installer et remettre en ordre le lieu d'intervention et le poste de travail	/1
<u>Indicateurs communs aux activités de stérilisation</u>	/3
<u>Pré désinfection</u> C 451 Pré désinfecter les matériels, les DM	/4
<u>Collecte transport</u> C 452 Collecter, transporter et distribuer les DM	
<u>Réception tri</u> C 453 Réceptionner, trier les DM	
<u>Lavage</u> C 454 Effectuer le nettoyage manuel des matériels et des DM ou C 455 Effectuer le lavage mécanisé et le séchage des matériels et des DM	
<u>Recomposition</u> C 456 Recomposer les plateaux et les sets de soin	/4
<u>Conditionnement</u> C 457 Conditionner les matériels et les DM	/2
<u>Stérilisation</u> C 458-A Mettre en œuvre les opérations de stérilisation de matériel, et des DM ou C 458-B Effectuer la désinfection des DM non stérilisables	
<u>Stockage et préparation des commandes</u> C 459 Stocker les matériels, les DM et préparer la commande pour un client	/2
<u>Qualité, traçabilité et communication</u> C 511 Contrôler son travail C 523 Enregistrer les résultats des contrôles qualité C 614 Rédiger ou renseigner des documents professionnels	
Savoirs associés (oral) S 2 1 : Technologie appliquée aux opérations de la stérilisation S 3 2 : Biologie appliquée	
TOTAL	/20